


Fibrillation auriculaire

En apportant son soutien sur cette étude, MissionTEC a permis une augmentation considérable du recrutement ainsi qu'un taux de rétention plus élevé.

Le contexte

La fibrillation auriculaire (FA) est la plus courante des arythmies chez les adultes. Cette étude vise donc à démontrer qu'une stratégie de d'ablation de la FA est supérieure à une autre avec une IA permettant une évaluation automatique et non-médecin dépendante.

Ainsi, MissionTEC a été mandatée pour réaliser les tâches nécessaires au bon déroulement de l'étude sur plus de 300 patients âgés de 18 ans et plus.



Les objectifs

- Améliorer le niveau de vie des patients de l'étude
- Vérifier l'absence de FA dans les 12 mois suivant l'ablation
- Evaluer le succès d'une chirurgie grâce à l'utilisation d'une IA

Le rôle de MissionTEC

Grâce à son large réseau d'infirmier(e)s et TEC, les équipes de MissionTEC ont pu réaliser au domicile des patients les missions suivantes :

- Remplir les questionnaires
- Effectuer des ECG
- Prendre la tension et la fréquence cardiaque
- Poser un holter

Chiffres clés

300

Participants à l'étude

100

Patients suivis par MissionTEC

5

CHU font confiance à MissionTEC

3

Visites par patient sur toute la durée de l'étude, soit 31 mois